


仕 様	
本体寸法 重 量	
	高さ 約106cm 幅 約83cm 奥行 約128cm 重量 約75kg
販売名	ファミリーメディカルチェア 3S FMC-S330
使用電源	AC100V(50-60Hz)
定格消費電力	130W(ヒーター使用時) ヒーターのみの定格消費電力 16W
外装布地	合成皮革
リクライニング角度	水平面に対して約115°～約165°無段階(電動リクライニング)
付属品	ACコード、緩衝パッド、指圧ボール×2個、リモコンポケット、ビスセット、T型レンチ
医療機器認証番号	223AKBZX00225000
標準価格	オープン価格
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003

◎ご自宅への搬入・設置について

本体最小幅:約55cm ※枕取りはずし時

ヘッドレスト高さ  
枕取りはずし時  
約55cm

幅65cm未満の通路でも入る場合があります。

本体を縦にして  
搬入します。  
約55cm

約176cm

約61cm

※開梱時の寸法となります。※アームレストは搬入後の取り付けとなります。

#### マッサージチェアの歴史はファミリーの歴史



#### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

- ◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
- ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎治療部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットの周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためもみ玉が止まることがあります。その場合はリクライニングを起こしたり体を浮かせ気味にしてご使用ください。

特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

#### ■ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。

この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]

この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。

- 印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
- 商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。
- 本機のリモコン、付属品の名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、効能または効果に指圧の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員  
健康空間を創造する

**ファミリー株式会社**

<http://www.family-chair.co.jp>

製品に関する問合せ窓口 0120-129-011

修理等に関する問合せ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00～17:00

本社:大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3 ソーラ新大阪21 14階  
製造販売元:ファミリー株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(名工場)



お問合せ

※このカタログの内容は2012年10月現在のものです。

1210308059



あなたの身体に「伸ばしてほぐす」新習慣。

**MEDICALCHAIR 3S**  
Stretch & Smooth for S-Line





# 「マッサージ×独自のストレッチ」、これが“美<sup>び</sup>姿<sup>し</sup>力<sup>りょく</sup>”<sup>※1</sup>アップの新発想。

話題の兼子ただし氏監修S-レッティング・ストレッチ運動機能を搭載。「姿勢」にアプローチした全く新しい発想のメディカルチェア・バリュー、誕生です。

スタンバイ  
Standby 骨盤揺らし～背伸び

ストレッチ  
Stretch 全身そり運動～姿勢 伸ばし運動～深呼吸

Sライン  
S-Line



## 話題のストレッチトレーナー 兼子ただし氏が監修！

今、ストレッチ界で「カリスマ」と呼ばれるスポーツストレッチトレーナー。ストレッチ専門店“スリーエス”を7店舗経営する事業家であり、現役プロキックボクサー（日本フェザー級2位）としても活躍。プロ・アマチュアスポーツ選手、プロダンサー、芸能人、モデル、一般の方まで様々なレベルのクライアントを、熱血指導中。



兼子ただし

株式会社スリーエスグループジャパン代表取締役  
スポーツストレッチトレーナー  
1971年生まれ。茨城県出身

## 全身そり運動



身体全体を大きく反らすことで、  
腹部の筋肉を伸ばすストレッチ

## 姿勢伸ばし運動



背中全体に大きなアーチを作る動作で、  
姿勢をぐっと伸ばすストレッチ

## スタンバイ Standby

日本人は、猫背になりやすい体型と言われています。まずは身体を伸ばすことで、背中のS字カーブにアプローチ。しなやかに身体を伸ばすストレッチができる状態へ導きます。

## ストレッチ Stretch

S-レッティングとは、美しい姿勢をサポートする独自のストレッチ。美しい姿勢とは、背骨が美しいS字カーブを描くことにあります。そこで腹部の柔軟性に着目、ストレッチ角度とひねりを取り入れ、身体の背面だけでなく、腹部の伸びにまで働きかけます。さらに背中を押上げる動作により深呼吸を促進し、より、腹部周辺へのアプローチを行います。

## Sライン S-Line

S-レッティングでは、美しい姿勢の習慣作りを目指します。兼子氏のS-レッティング理論を取り入れたメディカルチェア3S（スリーエス）で、あなたの美姿力をサポートします！

※1 美姿力とは、美しい姿勢をつくる力の意味。美容的な効能または効果を意図するものではありません。




# 全身の指圧点を探知し、効く「もみどころ」をピンポイントで捉えます。

光センサーが使う人の体型に合わせ指圧点を自動的に検索。

ファミリーのメディカルチェア・シリーズ最大の特長は、

「光センサー」による指圧点の自動検索システム。指圧のポイントとなる箇所を、「光センサー」を使ってサーチし効果的なマッサージを行う、当社独自の技術です。

これにより、一人ひとり、体型の違いによって異なる指圧点が割り出せ、ただ力だけに頼るのではない、理想的な強さのもみが実現できました。当社ならではの経験と技術力が生み出したシステムによる絶妙なマッサージで、より効果的にコリがほぐせます。



## 肩引もみ

**肩引** 肩甲骨の際に沿ってコリを深くもみ込む。

コリがたまりやすい肩甲骨周りの筋肉を、肩甲骨の際に沿って斜めに動作し、丹念に深くもみ込みます。



## 首こねもみ

**首** 首を、こねるようにもむことで、付け根の筋肉をしっかりとほぐす。

首の付け根をしっかりとらえて、指圧感覚でグイグイとこねるようにもみます。首すじのコリをしっかりとほぐします。



## 肩井もみ

**肩** コリのたまる肩井をピンポイントでマッサージ。


コリがたまりやすい肩と首の中間部「肩井(けんせい)」を、ぐっと押しこむようにし、心地よくマッサージ。



## ■ホールドマッサージ

肩から上腕をしっかりホールド。より深部までのマッサージが可能に。


エアバッグでしっかりホールドしながら、もみ玉でコリの奥まで届くマッサージを行います。



## ■メディカルプログラム

プロのマッサージ理論から生まれたもみの「流れ」を、自動コース化。


プロのマッサージ師が症状ごとに施療する理論をプログラム化。使う人や症状に合わせたキメ細かなもみを再現します。



## ■シーソー式4つ玉&超スローシステム

過度の刺激やゴリゴリ感を緩和し、熟練の手技に近い“溜めもみ”を実現。

体圧を4点に分散することで、不快なゴリゴリ感を緩和。さらに止まるくらいゆっくりともみ込む超スローシステムで溜めのあるもみを実現しました。



## ■3D押し出しメカ

空気ならではの弾力性で強弱を調整、しっかりした揉み心地が得られます。

エアバッグで押し出されたもみ玉が、立体的に動き身体にフィットします。ぐっとコリの奥まで届きます。



## 骨盤マッサージ

**骨盤** 骨盤をしっかりはさみ、周囲の筋肉をマッサージ。

サイドのエアバッグが腰から臀部をしっかりと包み込み、溜めのあるもみ動作で骨盤の周囲のコリをもみほぐします。



## 腰深もみ

**腰** 腰の外側方向にもしっかりとみこんで、たまった疲れに、届いて逃さない。

コンパクトな本体サイズながら、もみ玉は69cmのロングストローク。臀部付近まで深くもみ玉が届き、腰から骨盤まわりの筋肉を心地よくほぐします。また横方向には最大20cm広がり、疲れがたまりやすい腰の外側まで、広範囲にもみほぐします。



## 脚もみ

**脚** 3方向からのエアで脚の血行を促進。


ふくらはぎから足裏までをしっかりと包んでほぐします。足裏は指圧ボールで刺激し、さらに強力にもみこみます。



## 腕マッサージ

**腕** 手から腕の付け根までを、しっかりとホールド心地よく胸をそらし、腕をもみほぐします。

上腕から腕の付け根付近をエアバッグでぎゅっと包み込み、抑えつけることで肩甲骨まわりを反りかえらせ、胸そらしのストレッチ。上腕部に加え、手から肘までの前腕部もエアバッグがやさしくホールドしマッサージ。腕全体のコリをほぐします。





より心地よいマッサージをお届けするために  
細部にまで、快適性にこだわりました。

### 手先・足先を温める、 “手足ヒーター”搭載

手先・足先をやさしく温めることで、身体を  
芯からリラックスさせます。



### “心地よい素材”へのこだわり

枕部分はフィットする形状で、手先部分に  
ソフトレザーを採用。触れたり感じたりす  
る部分への、当社の細やかなこだわりです。



### “使いやすさ”に、徹底的にこだわり



**リモコンポケット**  
リモコン以外に  
文庫本なども  
収納できます。



**枕カバー**  
洗える素材で、  
お手入れが簡単。



**22cmフットスライド**  
身長に合わせて、  
伸縮が可能。

どなたでも、横になりながら簡単に操作ができる、らくらくリモコン



### 「もっと強く」をワンボタンで 強力モード採用

個別ボタンでの強弱調節に加え、ワンボタン  
でマッサージを総合的に強力にできる「強力  
モードボタン」を採用。  
「メディカルコース」「お好みコース」選択時  
に、マッサージ動作を「強力モード」に変更  
できます。

### 目的に合わせて選べる メディカルコース

#### ① 全身マッサージ&ストレッチ

全身のマッサージにストレッチ運動を取り  
入れたコースです。

#### ② ストレッチ運動

身体全体を反らす動作でストレッチ運動を  
取り入れたコースです。

ストレッチレーター  
※子ただし低価格

#### ③ 全身マッサージ

元気がでない、疲れやすいという方におす  
めするマッサージコースです。

### ウォームアップ

運動前の筋肉を柔らかくほぐしたい時に。  
朝、身体を目覚めさせる目的でも使用でき  
ます。

### クールダウン

運動後の筋肉を、バランスよく伸ばしたい  
時に。翌日に疲れを残さないためにおすす  
めします。



アイボリー

IVORY

コンパクト・スタイルで、どんなお部屋にもスッキリ収まります。



ブラック

BLACK